



## Laser Para Tratamento

### O que é

---

Laser de neodimium yag de 1064 nanômetros, comprimento de onda que tem grande afinidade pela hemoglobina presente nos vasinhos dilatados na superfície da pele e nas lesões vasculares como nevo rubis.

### Indicações

---

Tratamento das telangiectasias ("vasinhos") faciais e de membros inferiores, além de lesões vasculares como os nevos rubis.

### Como é feito

---

Após a aplicação de um gel aquoso na pele, o aparelho é calibrado com os parâmetros adequados para o tipo de pele e vaso a ser tratado. Os disparos costumam causar pouco desconforto.

## Duração do Procedimento

---

Depende da área a ser tratada; em média, 30 minutos.

## Cuidados Pós Aplicação

---

Após o procedimento, ocorre discreta vermelhidão que desaparece em pouco tempo, podendo o paciente retornar às atividades habituais logo após o tratamento. Importante evitar exposição solar e usar fotoprotetor específico.

## Contraindicação

---

Gestantes.