

LED

O que é

É um moderno equipamento de laser de baixa potência com painel tricolor, pode ser utilizado em diversas terapias por suas propriedades.

Azul: efeito bactericida, fungicida, viricida, hidratação tecidual, clareamento de manchas e equilibra a oleosidade da pele.

Vermelho: Síntese de colágeno, analgésico, anti-inflamatório, bioestimulação na cicatrização de tecidos superficiais, tratamento de queimaduras e combate aos radicais livres.

Infra-vermelho: Síntese de colágeno, analgésico, anti-inflamatório, bioestimulação na cicatrização de tecidos profundos, aumento da circulação periférica, estímulo ao sistema imunológico e aumento na absorção de cosméticos.

Indicações

Coadjuvante no tratamento da acne, clareamento de manchas, firmeza da pele, queda de cabelo, calmante pós peelings e laser, herpes, foliculite e aumento da permeação de ativos.

Como é feito

O tratamento é totalmente indolor. É feita a higienização da pele, esfoliação suave e aplicado o LED de 7 a 15 minutos (cada cor) dependendo do protocolo, cosméticos específicos para ação com o LED também podem ser utilizados de acordo com cada indicação.

Duração do Procedimento

De 30 a 60 minutos

Contraindicações:

Pessoas em tratamento com remédios fotossensibilizantes, tumores malignos na área a ser tratada e gestantes.
