



## Radiofrequência multipolar com pulso magnético

### O que é

---

Moderno aparelho de radiofrequência que possui tecnologia (MP)2 combinada com a radiofrequência multipolar com pulsos magnéticos, o que leva à proliferação de fibroblastos e aumento da síntese de colágeno e elastina. Como há aquecimento do tecido gorduroso, podemos observar também redução de medidas nos tratamentos corporais. Indicado para o tratamento e prevenção da flacidez corporal, desde casos mais leves, iniciais até os mais intensos.

### Indicações

---

Tratamento e prevenção da flacidez corporal, melhora do aspecto da celulite e da silhueta.

### Como é feito

---

O handpiece é aplicado por meio de movimentos suaves, levando a um aumento da temperatura no local a ser tratado (cerca de 42 graus, temperatura monitorada

constantemente a partir de termômetro específico). A sensação é de uma massagem relaxante.

## Duração do procedimento

---

De 30 a 60 minutos por área.

## Cuidados Pós Aplicação:

---

A pele fica levemente avermelhada logo após a sessão.

## Contraindicações

---

Gestantes, pessoas com marcapassos e próteses metálicas.